

Appareil automatique de ramollissement des suppositoires

Évalue fusion, ramollissement ou désagrégation des suppositoires et comprimés vaginaux en bain thermostaté. Trois supports métalliques se retournent ensemble selon le programme choisi.



Caractéristiques principales

- Trois supports d'essai synchronisés
- Commande tactile de température, durée et position
- Programmes de 30 ou 60 minutes avec retournement toutes les dix minutes
- Coupure du chauffage en surchauffe et alarmes

Informations techniques

Supports	3
Plage de température	ambient-50 °C
Régulation à 37 °C	±0.3 °C
Puissance maximale	1500 W
Alimentation	220 V ±10% / 50 Hz

Configuration standard

Instrument avec fonctions documentées. Confirmer supports, verrerie, câbles, réactifs et consommables au devis ; les éléments non précisés ne sont pas supposés inclus.

Accessoires optionnels

Aucune liste complète distincte d'accessoires n'est disponible. Demander séparément consommables compatibles, étalonnage et documents de qualification ; confirmer disponibilité et coût.

Sélection et commande

P1 : 30 min, retournement toutes les 10 min. P2 : 60 min, toutes les 10 min. P3 : 30 min sans retournement. Ambiance : 10-37 °C, humidité <85%. Terre de protection requise. Confirmer méthode, verrerie et livraison.