

Kit de ensayo de residuos de dióxido de azufre

Combina destilación en miniatura y medición electroquímica de residuos de dióxido de azufre. Calentador portátil y reactivos desechables para cribado; valide la idoneidad para la matriz.



Características principales

- Preparación por destilación en miniatura
- Medición electroquímica de residuos
- Calentador temporizado
- Tiras de reactivo desechables

Información técnica

Intervalo de medición	20-1500 ppm
Masa de muestra	2 g
Intervalo térmico	30-120 °C
Tiempo de medición	17 s
Alimentación	220 ±22 V / 50 ±1 Hz
Consumo	<400 W
Dimensiones	582 × 298 × 225 mm
Peso	9.5 kg
Exactitud de medición	±20%
Destilación: cribado / laboratorio	10 / 18 min
Control térmico: alimentación y ambiente estables	±0.5 °C
Resolución de pantalla	0.1 °C

Configuración estándar

Un calentador, seis condensadores, doce tubos de destilación y una caja de cincuenta tiras. Confirme los demás consumibles y herramientas.

Accesorios opcionales

Materiales de calibración, consumibles de repuesto y documentos de cualificación se confirman y cotizan aparte según disponibilidad.

Selección y pedido

Confirme matriz, límite, caducidad de reactivos y destilación. El cribado requiere un método confirmatorio adecuado antes de decisiones reglamentarias; el kit no acredita cumplimiento certificado.