

Kit de ensaio de resíduos de dióxido de enxofre

Combina destilação em miniatura e medição eletroquímica de resíduos de dióxido de enxofre. Aquecedor portátil e reagentes descartáveis para triagem; valide a adequação à matriz.



Principais características

- Preparo por destilação em miniatura
- Medição eletroquímica de resíduos
- Aquecedor temporizado
- Tiras de reagente descartáveis

Informações técnicas

Faixa de medição	20-1500 ppm
Massa da amostra	2 g
Faixa térmica	30-120 °C
Tempo de medição	17 s
Alimentação	220 ±22 V / 50 ±1 Hz
Consumo	<400 W
Dimensões	582 × 298 × 225 mm
Peso	9.5 kg
Exatidão de medição	±20%
Destilação: triagem / laboratório	10 / 18 min
Controle térmico: alimentação e ambiente estáveis	±0.5 °C
Resolução de tela	0.1 °C

Configuração padrão

Um aquecedor, seis condensadores, doze tubos de destilação e uma caixa de cinquenta tiras. Confirme os demais consumíveis e ferramentas.

Acessórios opcionais

Materiais de calibração, consumíveis de reposição e documentos de qualificação são confirmados e cotados separadamente conforme disponibilidade.

Seleção e pedido

Confirme matriz, limite, validade dos reagentes e destilação. A triagem exige método confirmatório adequado antes de decisões regulatórias; o kit não comprova conformidade certificada.