

جهاز قياس نقطة تلين اللصقات الدوائية

بإستخدام تسخين حمام مائي منظم وكشف بصري آلي $40-80^{\circ}\text{C}$ يحدد نقطة تلين اللصقات الدوائية ضمن - T-SOF-001



الخصائص الرئيسية

تحكم آلي في درجة الحرارة طوال الاختبار

وضع الكرات الفولاذية آليا بعد الاتزان

كشف نقطة النهاية بالألياف الضوئية

تسخين دون تقليب لتجنب اضطراب العينات

المواصفات الأساسية

نطاق نقطة تليين العينة	40-80 °C
دقة العرض	0.1 °C
خطأ الحرارة عند 30-50 °C	±0.2 °C
خطأ الحرارة عند 50-80 °C	±0.3 °C
معدل تسخين الحمام	1.0-1.5 °C/min
درجة اتزان الحمام	37 ±1 °C
نطاق تسخين الحمام	37 ±1 °C → 80 ±2 °C
دقة التوقيت	±1 s/min

التجهيز والطلب

التجهيز القياسي

جهاز بتسخين منظم وآلية لوضع الكرات وكشف بصري. تؤكد المستهلكات وقائمة تجهيزات التوريد.

الملحقات الاختيارية

لا توجد قائمة موثقة بالملحقات الاختيارية. اطلب تأكيد قطع الاختبار المتوافقة وتوفر وثائق التأهيل في العرض.

الاختبار ومعلومات الطلب

حدد تركيبة اللصقة والنطاق المتوقع وإصدار طريقة الاختبار. أكد التغذية الكهربائية وتجهيزات الاختبار قبل الطلب.

تشير الوثائق إلى طريقة دستور الأدوية الصيني دون إصدار محدد، ولا يمثل ذلك ادعاء اعتماد. لم توثق بيانات التغذية الكهربائية وقائمة التعبئة الكاملة.