

Medidor del punto de reblandecimiento de emplastos

T-SOF-001 - Determina el punto de reblandecimiento de emplastos entre 40 y 80 °C mediante baño de agua controlado y detección óptica automática.



Características principales

- Control automático de temperatura durante el ensayo
- Colocación automática de bolas de acero tras equilibrado
- Detección del punto final por fibra óptica
- Calentamiento sin agitación para evitar perturbaciones

Especificaciones principales

Intervalo del punto de reblandecimiento	40-80 °C
Resolución de pantalla	0.1 °C
Error a 30-50 °C	±0.2 °C
Error a 50-80 °C	±0.3 °C
Velocidad de calentamiento	1.0-1.5 °C/min
Temperatura de equilibrio	37 ±1 °C
Intervalo de calentamiento	37 ±1 °C → 80 ±2 °C
Exactitud de temporización	±1 s/min

Configuración y pedido

Configuración estándar

Instrumento con calentamiento controlado, colocación de bolas y detección óptica. Confirme consumibles y accesorios incluidos.

Accesorios opcionales

No hay lista documentada de opciones. Solicite repuestos compatibles y disponibilidad de documentos de cualificación.

Selección e información de pedido

Indique formulación, intervalo previsto y edición del método. Confirme alimentación y accesorios de ensayo antes del pedido.

La documentación cita el método de la Farmacopea China sin indicar edición; no constituye certificación. No se documentan alimentación ni lista completa de suministro.