

Appareil de point de ramollissement des emplâtres

T-SOF-001 - Détermine le point de ramollissement des emplâtres entre 40 et 80 °C par bain d'eau régulé et détection optique automatique.



Caractéristiques principales

- Régulation automatique de température pendant l'essai
- Placement automatique des billes après équilibrage
- Détection de fin d'essai par fibre optique
- Chauffage sans agitation pour préserver les échantillons

Spécifications essentielles

Plage de ramollissement	40-80 °C
Résolution d'affichage	0.1 °C
Erreur à 30-50 °C	±0.2 °C
Erreur à 50-80 °C	±0.3 °C
Vitesse de chauffe	1.0-1.5 °C/min
Température d'équilibre	37 ±1 °C
Plage de chauffe	37 ±1 °C → 80 ±2 °C
Exactitude de temporisation	±1 s/min

Configuration et commande

Configuration standard

Appareil avec chauffage régulé, placement de billes et détection optique. Confirmer consommables et accessoires fournis.

Accessoires optionnels

Aucune liste d'options n'est documentée. Demander les pièces compatibles et la disponibilité des documents de qualification.

Sélection et informations de commande

Préciser formulation, plage attendue et édition de la méthode. Confirmer alimentation et accessoires avant commande.

La documentation cite la méthode de la Pharmacopée chinoise sans édition ; il ne s'agit pas d'une certification. Caractéristiques électriques et liste complète non documentées.