

Medidor de densidad compactada de dos posiciones

T-TAP-001 - Mide la densidad compactada de polvos con dos posiciones para probetas y tres métodos seleccionables.



Características principales

- Selección del método y parámetros mediante pantalla táctil
- Golpeteo vertical con rotación de la muestra
- Cálculo de densidad con tres entradas de masa y volumen, incluida la media

Especificaciones principales

Posiciones de probeta	2
Frecuencia: método 1 / 2 / 3	300 $\pm$ 1 / 250 $\pm$ 1 / 55 $\pm$ 1 /min
Recorrido del método 1	14 $\pm$ 2 mm
Rango de recuento	0-99999
Configuraciones de alimentación	AC 220 V $\pm$ 10%, 50 Hz $\pm$ 2%; AC 110 V $\pm$ 10%, 60 Hz $\pm$ 2%

Configuración y pedido

Configuración estándar

Instrumento de dos posiciones con pantalla táctil. Confirme tamaños de probeta y lista completa de suministro.

Accesorios opcionales

Impresora opcional. Los documentos y servicios de cualificación requieren alcance y presupuesto separados.

Selección e información de pedido

Indique polvo, método, tamaño de probeta y alimentación. Confirme la tolerancia del recorrido del método 2 antes del pedido.

Los métodos hacen referencia a ChP y USP sin edición especificada; no implica certificación. No se publica la tolerancia ambigua del recorrido del método 2.