

## Four à moufle de laboratoire

Four à moufle pour calcination, analyse et traitement thermique de petites pièces. Adaptez le procédé au maximum nominal de 1000 °C et à la chambre.



### Informations techniques

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Température nominale      | 1000 °C            |
| Puissance nominale        | 2.5 kW             |
| Tension nominale          | 220 V              |
| Tension de fonctionnement | 220 V              |
| Temps de chauffe à vide   | ≤60 min            |
| Dimensions de la chambre  | 200 × 120 × 80 mm  |
| Dimensions                | 595 × 410 × 467 mm |
| Masse brute               | 80 kg              |

### Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

### Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

---

## Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

## Informations techniques

Les caractéristiques correspondent à cette chambre et à cette puissance. Confirmez le régulateur et le raccordement. Creusets et supports ne sont pas indiqués comme inclus.