

سلسلة ماصات أحادية القناة قابلة لضبط الحجم

ماصات أحادية القناة قابلة للضبط تغطي 0.1 μL إلى 10 mL عبر نطاقات منفصلة. اختر نطاقاً ورؤوساً متوافقة؛ تختلف المواصفات حسب النطاق.



المعلومات الفنية

0.1-2.5; 0.5-10; 2-20; 5-50; 10-100; 20-200; 50-200; 100-1000;
200-1000; 1000-5000 μL ; 2-10 mL

نطاقات الحجم

0.05; 0.1; 0.5; 0.5; 1; 1; 1; 5; 5; 50 μL ; 0.1 mL

خطوات الضبط

10; 200; 1000 μL ; 5; 10 mL

أحجام الرؤوس

نافذة رقمية للحجم

الشاشة

قابلة للفك والتعقيم بالبخار

المجموعة السفلية

أداء الماصة حسب نطاق الحجم

النطاق (μL)	الخطوة (μL)	حجم الاختبار (μL)	الخطأ المنهجي (%)	الخطأ العشوائي (%)
0.1-2.5	0.05	2.5	2.50	2.00
0.1-2.5	0.05	1.25	3.00	3.00
0.1-2.5	0.05	0.25	12.00	6.00
0.5-10	0.1	10	1.00	0.80
0.5-10	0.1	5	1.50	1.50
0.5-10	0.1	1	2.50	1.50

أداء الماصة حسب نطاق الحجم				
النطاق (μL)	الخطوة (μL)	حجم الاختبار (μL)	الخطأ المنهجي (%±)	الخطأ العشوائي (%±)
2-20	0.5	20	0.90	0.40
2-20	0.5	10	1.20	1.00
2-20	0.5	2	3.00	2.00
5-50	0.5	50	0.60	0.30
5-50	0.5	25	0.90	0.60
5-50	0.5	5	2.00	2.00
10-100	1	100	0.80	0.15
10-100	1	50	1.00	0.40
10-100	1	10	3.00	1.50
20-200	1	200	0.60	0.15
20-200	1	100	0.80	0.30
20-200	1	20	3.00	1.00
50-200	1	200	0.60	0.15
50-200	1	100	0.80	0.30
50-200	1	50	1.00	0.40
100-1000	5	1000	0.60	0.20
100-1000	5	500	0.70	0.25
100-1000	5	100	2.00	0.70
200-1000	5	1000	0.60	0.20
200-1000	5	500	0.70	0.25
200-1000	5	200	0.90	0.30
1000-5000	50	5000	0.50	0.15
1000-5000	50	2500	0.60	0.30
1000-5000	50	1000	0.70	0.30

أداء الماصة حسب نطاق الحجم				
النطاق (μL)	الخطوة (μL)	حجم الاختبار (μL)	الخطأ المنهجي (±%)	الخطأ العشوائي (±%)
2000-10000	100	10000	0.60	0.20
2000-10000	100	5000	1.20	0.30
2000-10000	100	2000	3.00	0.60

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزاً واحداً مجعماً.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

اختر نطاق حجم واحد. تختار الرؤوس وعليها المتوافقة منفصلة ولا تحدد الكميات المشمولة. المجموعة السفلية قابلة للفك والتعقيم البخار. يبين جدول الأداء حدود الخطأ المنهجي والعشوائي حسب الحجم.