

Pipettes monocanal à volume variable

Pipettes monocanal réglables couvrant 0.1 µL à 10 mL par plages distinctes. Choisissez une plage et des pointes compatibles ; les caractéristiques varient selon la plage.



Informations techniques

Plages de volume	0.1-2.5; 0.5-10; 2-20; 5-50; 10-100; 20-200; 50-200; 100-1000; 200-1000; 1000-5000 µL; 2-10 mL
Incréments	0.05; 0.1; 0.5; 0.5; 1; 1; 1; 5; 5; 50 µL; 0.1 mL
Tailles des pointes	10; 200; 1000 µL; 5; 10 mL
Affichage	fenêtre numérique de volume
Ensemble inférieur	amovible; autoclavable

Performances par plage de volume

Plage (µL)	Incrément (µL)	Volume d'essai (µL)	Erreur systématique (±%)	Erreur aléatoire (±%)
0.1-2.5	0.05	2.5	2.50	2.00
0.1-2.5	0.05	1.25	3.00	3.00
0.1-2.5	0.05	0.25	12.00	6.00
0.5-10	0.1	10	1.00	0.80
0.5-10	0.1	5	1.50	1.50

Performances par plage de volume				
Plage (µL)	Incrément (µL)	Volume d'essai (µL)	Erreur systématique (±%)	Erreur aléatoire (±%)
0.5-10	0.1	1	2.50	1.50
2-20	0.5	20	0.90	0.40
2-20	0.5	10	1.20	1.00
2-20	0.5	2	3.00	2.00
5-50	0.5	50	0.60	0.30
5-50	0.5	25	0.90	0.60
5-50	0.5	5	2.00	2.00
10-100	1	100	0.80	0.15
10-100	1	50	1.00	0.40
10-100	1	10	3.00	1.50
20-200	1	200	0.60	0.15
20-200	1	100	0.80	0.30
20-200	1	20	3.00	1.00
50-200	1	200	0.60	0.15
50-200	1	100	0.80	0.30
50-200	1	50	1.00	0.40
100-1000	5	1000	0.60	0.20
100-1000	5	500	0.70	0.25
100-1000	5	100	2.00	0.70
200-1000	5	1000	0.60	0.20
200-1000	5	500	0.70	0.25
200-1000	5	200	0.90	0.30
1000-5000	50	5000	0.50	0.15
1000-5000	50	2500	0.60	0.30

Performances par plage de volume				
Plage (µL)	Incrément (µL)	Volume d'essai (µL)	Erreur systématique (±%)	Erreur aléatoire (±%)
1000-5000	50	1000	0.70	0.30
2000-10000	100	10000	0.60	0.20
2000-10000	100	5000	1.20	0.30
2000-10000	100	2000	3.00	0.60

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

Choisissez une plage de volume. Les pointes et boîtes compatibles se sélectionnent séparément ; les quantités incluses ne sont pas indiquées. L'ensemble inférieur est amovible et autoclavable. Le tableau indique les erreurs systématiques et aléatoires selon le volume.