

Systèmes de distillation pour le dioxyde de soufre

Distillation multiposition pour préparer les échantillons de résidus de dioxyde de soufre dans les aliments et plantes. Choisissez les positions et les capacités des ballons.



Informations techniques

Positions de distillation	4 / 6 / 6
Capacité du ballon de distillation	1000 / 500 / 1000 mL
Ballons récepteurs	4 × 100 / 6 × 100 / 6 × 100 mL
Alimentation électrique	220 V; 50 Hz
Limite de température	jusqu'à 200 °C
Affichage	écran tactile
Protection contre la chauffe à sec	oui
Protection contre les fuites électriques	oui
Circulation de refroidissement	pompe intégrée

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

Les versions sont 4 × 1000 mL, 6 × 500 mL et 6 × 1000 mL. Générateurs ou bouteilles d'azote et refroidisseurs externes se choisissent séparément. Confirmez la pompe de circulation et le refroidissement externe dans la fourniture.