

Série de sistemas de destilação de dióxido de enxofre

Destilação multiposição para preparo de amostras de resíduos de dióxido de enxofre em alimentos e materiais herbais. Selecione posições e capacidades dos balões.



Informações técnicas

Posições de destilação	4 / 6 / 6
Capacidade do balão de destilação	1000 / 500 / 1000 mL
Balões receptores	4 × 100 / 6 × 100 / 6 × 100 mL
Alimentação elétrica	220 V; 50 Hz
Limite de temperatura	até 200 °C
Tela	tela sensível ao toque
Proteção contra aquecimento a seco	sim
Proteção contra fuga elétrica	sim
Circulação de resfriamento	bomba integrada

Configuração padrão

A cotação deve identificar a configuração selecionada e os acessórios fornecidos. Especificações múltiplas descrevem versões distintas na mesma ordem; não representam uma configuração combinada.

Configuração opcional

Equipamentos opcionais e consumíveis são fornecidos apenas quando discriminados na cotação. Confirme dimensões, compatibilidade, alimentação e configuração antes do pedido.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, especificação, amostra ou aplicação, quantidade e destino. Consulte o PDF completo para comparar versões e configurações.

Informações técnicas

As versões são 4 × 1000 mL, 6 × 500 mL e 6 × 1000 mL. Geradores ou cilindros de nitrogênio e resfriadores externos exigem seleção separada. Confirme bomba de circulação e resfriamento externo na lista de fornecimento.