

Sistema de extracción en fase sólida automatizado

Extracción en fase sólida automatizada para limpieza, separación y concentración. Seis posiciones independientes permiten procesamiento paralelo o secuencial con cartuchos SPE compatibles.



Información técnica

Muestras por lote	hasta 6
Posiciones de cartuchos	6
Volúmenes de cartuchos SPE	1 / 3 / 6 / 12 mL
Intervalo de caudal	1-60 mL/min
Intervalo de volumen dispensado	1-120 mL
Precisión del caudal	≤1%
Coefficiente de correlación velocidad/caudal	≥0.999
Alimentación eléctrica	220 V; 50 Hz
Introducción de muestra	presión positiva

Configuración estándar

El presupuesto debe identificar la configuración seleccionada y los accesorios suministrados. Si se indican varias especificaciones, corresponden a versiones distintas en el mismo orden; no forman una configuración combinada.

Configuración opcional

Los equipos opcionales y consumibles se suministran solo si se detallan en el presupuesto. Confirme dimensiones, compatibilidad, alimentación y configuración antes del pedido.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, especificación, muestra o aplicación, cantidad y destino. Consulte el PDF completo para comparar versiones y configuraciones.

Información técnica

El sistema permite activación, carga, lavado, recogida y concentración. Los canales son independientes, con caudal digital temporizado, limpieza programable y protección de presión/temperatura. Especifique aparte química de cartuchos y cantidades de consumibles.