

Système automatisé d'extraction en phase solide

Extraction automatisée en phase solide pour purification, séparation et concentration. Six positions indépendantes permettent un traitement parallèle ou séquentiel avec des cartouches SPE compatibles.



Informations techniques

Échantillons par lot	jusqu'à 6
Positions de cartouches	6
Volumes des cartouches SPE	1 / 3 / 6 / 12 mL
Plage de débit	1-60 mL/min
Plage de volume distribué	1-120 mL
Exactitude du débit	≤1%
Coefficient de corrélation vitesse/débit	≥0.999
Alimentation électrique	220 V; 50 Hz
Introduction d'échantillon	pression positive

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

Le système permet activation, chargement, lavage, collecte et concentration. Les canaux indépendants disposent d'un débit numérique temporisé, d'un nettoyage programmable et de protections pression/température. Précisez séparément la chimie des cartouches et les consommables.