

Fiche technique

Stérilisateurs à vapeur de grande capacité à vide pulsé

Stérilisateurs horizontaux à chambres indiquées de 0,25 à 2,5 m³, réglage de 105 à 139 °C et écran tactile. Portes et alimentation vapeur selon installation.



Vue représentative. Portes, dimensions et équipements vapeur selon modèle et configuration.

Points clés

Affichage température, pression, durée et phase
Interverrouillages de porte et pression de chambre
Test de vide et programmes configurables

Configuration standard

Pilotage par microcontrôleur, écran couleur, régulation PID, test de vide, programmes solides/liquides/métaux/textiles et B-D, interverrouillages porte/pression. Démarrage impossible sans verrouillage et ouverture impossible sous pression. Configuration finale à confirmer.

Accessoires en option

Choisir simple/double porte, porte articulée/motorisée, vapeur externe ou générateur intégré/externe. Construction 316L, stérilisation en ligne et évacuation sans pression sont des options à confirmer techniquement. Protections d'eau du générateur si sélectionné. Confirmer accessoires, utilités et validation.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	105-139 °C
Homogénéité de température	±1.0 °C
Alimentation	380 V / 50 Hz

Modèle	Volume indiqué (m³)
PT-AUT-021	0.25
PT-AUT-040	0.36
PT-AUT-041	0.6
PT-AUT-042	0.8
PT-AUT-043	1.2
PT-AUT-044	1.5
PT-AUT-045	2.0
PT-AUT-046	2.5

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-AUT-021	1000 × 500 × 500	1260 × 1200 × 1740
PT-AUT-040	1000 × 600 × 600	1260 × 1270 × 1740
PT-AUT-041	1180 × 610 × 910	1440 × 1280 × 1940
PT-AUT-042	1480 × 610 × 910	1740 × 1280 × 1940
PT-AUT-043	1500 × 680 × 1180	1780 × 1460 × 2040
PT-AUT-044	1900 × 680 × 1180	2180 × 1460 × 2040
PT-AUT-045	2600 × 680 × 1180	2880 × 1460 × 2060
PT-AUT-046	2100 × 1000 × 1200	2400 × 2000 × 2100

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température de calcul	144 °C
Pression de calcul de chambre	-0.1-0.3 MPa
Pressions de calcul / service de chemise	0.3 / 0.25 MPa

Modèle	Masse indiquée (kg)
PT-AUT-021	750
PT-AUT-040	800
PT-AUT-041	1200
PT-AUT-042	1400
PT-AUT-043	1700
PT-AUT-044	1850
PT-AUT-045	2400
PT-AUT-046	2700

Sélection et commande

Indiquez modèle, charge ou échantillon, température et paniers requis. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.