

Fiche technique

Série d'autoclaves de laboratoire à vide pulsé

Autoclaves automatiques à vapeur avec chambres de 145 ou 170 L, vide pulsé, séchage sous vide et générateur de vapeur séparé.



Photo du PT-AUT-025. Le PT-AUT-026 a une chambre et un meuble plus hauts.

Points clés

Séquence automatique d'eau, vapeur, refroidissement et séchage

Sonde de température échantillon et imprimante fournies

Écran tactile, droits utilisateur et export USB

Configuration standard

Chambre et paniers inox SUS304, générateur séparé, vide pulsé et séchage sous vide, alimentation d'eau automatique, condenseur et ventilateur, sonde échantillon et imprimante intégrée. Régulateur tactile avec 40 programmes de stérilisation et 10 de fusion/maintien, export USB et droits utilisateur. Ouverture électrique avec autoblocage mécanique et verrouillage électronique. Double détection de manque d'eau et protection température/pression.

Accessoires en option

Réserve d'eau et réservoir d'effluents optionnels en l'absence d'alimentation ou d'évacuation. Confirmez raccords, nombre de paniers et livraison. La validation n'est pas indiquée comme incluse.

Informations techniques

Procédé	Plage de température	Plage de durée
Stérilisation	105-135 °C	0-120 min
Séchage	60-135 °C	0-240 min
Fusion	60-100 °C	0-999 min
Maintien	40-60 °C	0-1440 min

Paramètre	Valeur
Pression de conception	0.38 MPa
Pression maximale de service	0.24 MPa
Alimentation	380 V $\pm$ 38 V / 50 Hz $\pm$ 1 Hz

Informations techniques

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (kW)
PT-AUT-025	145	9.5
PT-AUT-026	170	9.5

Modèle	Chambre : diamètre × hauteur (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-AUT-025	Ø500 × 720	890 × 910 × 1200
PT-AUT-026	Ø500 × 850	890 × 910 × 1245

Sélection et commande

Indiquez modèle, charge, procédé et raccordements disponibles. Confirmez alimentation, eau, évacuation, dégagements et cycle adapté à la charge.