

Ficha técnica

Estufas de envejecimiento térmico de sobremesa - 300 °C

Cámaras programables para envejecimiento y exposición térmica, de ambiente +5 a 300 °C, con seis velocidades y tamaños según modelo.



Exterior representativo; dimensiones y bandejas según modelo.

Características principales

Seis velocidades de ventilador

Programas de 10 segmentos y 100 ciclos

Alarmas por sensor y termostato independiente

Configuración estándar

LCD de temperatura/estado, seis velocidades, programación de 10 segmentos/100 ciclos, inicio diferido, alarma por sensor y termostato independiente. Incluye precalentamiento, bandejas deslizantes y una interfaz RS-485.

Compuerta de aire motorizada, esquinas interiores redondeadas, bandejas reforzadas y cierre giratorio de dos etapas.

Accesorios opcionales

Lámpara UV y filtros de entrada/salida opcionales. Impresora externa o servicio remoto de alarma/monitorización/control requieren selección y disponibilidad confirmadas; no se incluyen todos como estándar. Confirme ensayos, software, validación, accesorios y suministro.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 300 °C
Segmentos / ciclos	10 / 100
Resolución de temperatura	0.1 °C
Rango del temporizador	0-9999 min/h
Alimentación	220 V $\pm$ 10 V / 50 / 60 Hz
Uniformidad indicada: ambiente +5 a 105 °C	$\pm$ 1%
Uniformidad indicada: 105 a 300 °C	$\pm$ 2%
Carga indicada de bandeja	25 kg

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)
PT-ENV-053	65	1560
PT-ENV-050	130	2160
PT-ENV-054	210	2760
PT-ENV-051	284	2760

Modelo	Fluctuación térmica a 150 °C
PT-ENV-053	$\pm$ 0.3 °C
PT-ENV-050	$\pm$ 0.3 °C
PT-ENV-054	$\pm$ 0.5 °C
PT-ENV-051	$\pm$ 0.5 °C

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-053	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-ENV-050	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-ENV-054	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-ENV-051	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1019

Modelo	Bandejas: incluidas / máximo
PT-ENV-053	2/5
PT-ENV-050	2/7
PT-ENV-054	3/7
PT-ENV-051	3/9

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, muestra, temperatura, carga y opciones. Confirme alimentación, instalación, condiciones de ensayo y suministro antes del pedido.