

Fiche technique

Fours à moufle à chambre en fibre céramique

Fours à moufle de 2 à 80 L en fibre céramique, fonctionnement à consigne fixe et minuté, utilisation maximale de 900, 1100 ou 1200 °C selon modèle.



Vue représentative 380 V à trois paires tension/courant. Les versions 220 V ont une paire ; dimensions selon modèle.

Points clés

Chambre, caractéristiques électriques et limite selon modèle

Enveloppe ventilée et contre-porte inox

Protections surintensité, surchauffe et ouverture

Configuration standard

Chambre en fibre céramique, consigne fixe et minuterie. Versions 220 V à une paire d'indicateurs tension/courant, 380 V à trois paires. Chambre sectionnelle en 380 V. Éléments et isolation selon classe thermique. Enveloppe ventilée, contre-porte inox, protections surintensité, surtension, surchauffe, fuite et court-circuit et coupure à l'ouverture. Le réglage inférieur est température ambiante +30 °C.

Accessoires en option

Imprimantes, interface RS-485 et logiciel de communication en option. Confirmer éléments chauffants, accessoires, fréquence et livraison.

Informations techniques

Modèle	Volume de chambre (L)	Tension (V)	Puissance absorbée (W)	Utilisation max. (°C)	Limite régulation (°C)
PT-MUF-003	2	220	2500	900	1000
PT-MUF-019	7.2	220	4000	900	1000
PT-MUF-020	12	220	4000	900	1000
PT-MUF-021	16	380	8000	900	1000
PT-MUF-022	36	380	8000	900	1000
PT-MUF-023	30	380	12000	900	1000
PT-MUF-024	80	380	12000	900	1000
PT-MUF-025	2	220	2500	1100	1200
PT-MUF-026	7.2	220	4000	1100	1200
PT-MUF-027	12	220	4000	1100	1200
PT-MUF-028	16	380	8000	1100	1200
PT-MUF-029	36	380	8000	1100	1200
PT-MUF-030	30	380	12000	1100	1200
PT-MUF-031	80	380	12000	1100	1200
PT-MUF-032	3.8	220	4000	1200	1300
PT-MUF-033	6.8	380	6000	1200	1300
PT-MUF-034	18	380	8000	1200	1300

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-MUF-003	120 × 200 × 80	560 × 670 × 845
PT-MUF-019	200 × 300 × 120	640 × 770 × 905
PT-MUF-020	200 × 300 × 200	670 × 770 × 965
PT-MUF-021	250 × 400 × 160	690 × 885 × 945
PT-MUF-022	300 × 400 × 300	740 × 890 × 1075
PT-MUF-023	300 × 500 × 200	760 × 985 × 985
PT-MUF-024	400 × 500 × 400	860 × 990 × 1185
PT-MUF-025	120 × 200 × 80	560 × 670 × 845
PT-MUF-026	200 × 300 × 120	640 × 770 × 905
PT-MUF-027	200 × 300 × 200	670 × 770 × 965
PT-MUF-028	250 × 400 × 160	690 × 885 × 945
PT-MUF-029	300 × 400 × 300	740 × 890 × 1075
PT-MUF-030	300 × 500 × 200	760 × 985 × 985
PT-MUF-031	400 × 500 × 400	860 × 990 × 1185
PT-MUF-032	150 × 250 × 100	575 × 785 × 830
PT-MUF-033	150 × 300 × 150	575 × 785 × 830
PT-MUF-034	250 × 400 × 180	800 × 930 × 1065

Sélection et commande

Indiquez modèle, échantillon, température de travail, chargement et alimentation. Respecter la température maximale d'utilisation indiquée pour choisir le procédé.