

Ficha técnica

Fornos mufla de fibra cerâmica para alta temperatura

Fornos mufla de fibra cerâmica de 5,4-12 L com elementos de dissiliceto de molibdênio e uso máximo de 1500 ou 1600 °C conforme modelo.



Vista representativa. Câmara, classe térmica e controlador conforme modelo e opções.

Destaques

Câmara, valores elétricos e limite de uso por modelo

Gabinete ventilado e revestimento interno da porta inox

Proteções de sobrecorrente, temperatura e porta aberta

Configuração padrão

Câmara seccionada de fibra cerâmica, elementos de dissiliceto de molibdênio, isolamento de placas de fibra, um par de medidores corrente/tensão, dobradiças reforçadas, fecho ajustável e ventiladores. Controlador conforme cotação. Gabinete ventilado, revestimento interno da porta inox, proteções contra sobrecorrente, sobretensão, calor, fuga e curto-circuito e corte ao abrir a porta. O ajuste inferior é temperatura ambiente +30 °C.

Acessórios opcionais

Seleção de controlador LCD ou programável, impressoras, interface RS-485 e software como opções. Confirme programação do controlador escolhido, acessórios e frequência antes do pedido.

Informações técnicas

Modelo	Volume da câmara (L)	Tensão (V)	Potência de entrada (W)	Uso máximo (°C)	Limite de controle (°C)
PT-MUF-004	5.4	380	8000	1500	1600
PT-MUF-035	9	380	9000	1500	1600
PT-MUF-036	12	380	12000	1500	1600
PT-MUF-037	5.4	380	8000	1600	1700
PT-MUF-038	9	380	9000	1600	1700
PT-MUF-039	12	380	12000	1600	1700

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-MUF-004	150 × 300 × 120	650 × 870 × 1565
PT-MUF-035	200 × 300 × 150	700 × 870 × 1595
PT-MUF-036	200 × 300 × 200	700 × 970 × 1605
PT-MUF-037	150 × 300 × 120	650 × 870 × 1565
PT-MUF-038	200 × 300 × 150	700 × 870 × 1595
PT-MUF-039	200 × 300 × 200	700 × 970 × 1605

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra, temperatura de trabalho, carga e alimentação. Use a temperatura máxima de uso indicada ao selecionar o processo.