

Fiche technique

Série d'étuves de séchage à vide réglé

Étuves à vide intégrées avec chambres inox de 30 à 430 L, clayettes chauffantes à régulation indépendante et pompe à vide fournie dans le meuble.



Configuration représentative. Clayettes, régulateurs de température et dimensions varient selon le modèle ; consultez son tableau de caractéristiques.

Points clés

Régulation indépendante des clayettes chauffantes fixes

Pompe à vide fournie dans le meuble

Affichage et régulation numériques du vide avec compensation automatique.

Configuration standard

Chambre inox, clayettes chauffantes fixes à régulation indépendante, régulateur LCD température/minuterie, alarme de surchauffe, porte à double vitrage, joint silicone et pompe à vide intégrée. Nombre de clayettes et débit de pompe selon modèle. Affichage et régulation numériques du vide avec compensation automatique.

Accessoires en option

Confirmez les raccordements, la compatibilité des échantillons et la livraison au devis. Les logiciels et prestations de validation ne sont pas spécifiés de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +10 à 250 °C
Fluctuation de température	±1 °C
Vide limite	133 Pa
Plage de minuterie	0-9999 min
Mode de chauffage	Clayettes chauffantes

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Alimentation
PT-VDO-013	30	770	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-014	53	1270	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-015	100	1870	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-016	250	2950	220 V ±10 V 50-60 Hz
PT-VDO-017	430	4000	380 V ±10 V 50-60 Hz

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-VDO-013	320 × 320 × 300	480 × 530 × 1015
PT-VDO-014	415 × 370 × 345	575 × 550 × 1060
PT-VDO-015	450 × 500 × 450	620 × 640 × 1165
PT-VDO-016	600 × 600 × 700	770 × 780 × 1515
PT-VDO-017	630 × 810 × 845	800 × 990 × 1660

Modèle	Clayettes fournies	Espacement des clayettes (mm)	Débit de pompe (L/s)
PT-VDO-013	1	240	2
PT-VDO-014	2	125	2
PT-VDO-015	2	180	2
PT-VDO-016	3	200	4
PT-VDO-017	4	175	6

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.