

Ficha técnica

Bombas de vacío de laboratorio lubricadas con aceite

Bombas de vacío de laboratorio de 1-8 L/s, presión final indicada de 0,06 Pa o inferior y alimentación y conexiones según modelo.



Imagen: PT-VPM-002. Carcasa, conexiones y dimensiones según modelo; consulte la tabla.

Características principales

Cuatro caudales disponibles

Conexiones KF16, KF25 o KF40

Potencia y aceite según modelo

Configuración estándar

Bomba de vacío lubricada con aceite. Caudal, potencia, conexión, aceite y dimensiones indicados por modelo. Confirme la lista de suministro en la oferta.

Accesorios opcionales

Confirme tubos, adaptadores, trampas, aceite y compatibilidad en la oferta; no se especifican como incluidos. No se incluye software ni validación.

Información técnica

Parámetro	Valor
Vacío final	≤0.06 Pa
Velocidad de giro	1400 rpm

Modelo	Caudal (L/s)	Potencia del motor (kW)	Tensión (V)	Conexión de entrada
PT-VPM-001	1	0.25	220	KF16
PT-VPM-002	2	0.37	220	KF25
PT-VPM-003	4	0.55	220	KF25
PT-VPM-004	8	1.1	380	KF40

Modelo	Cantidad de aceite (L)	Ruido indicado (dBA)	Peso (kg)
PT-VPM-001	0.55	68	19
PT-VPM-002	0.65	70	22
PT-VPM-003	0.8	70	24
PT-VPM-004	1.8	70	85

Información técnica

Modelo	Dimensiones exteriores (mm)
PT-VPM-001	469 × 130 × 260
PT-VPM-002	488 × 145 × 280
PT-VPM-003	528 × 145 × 280
PT-VPM-004	650 × 240 × 430

Selección y pedido

Seleccione caudal, conexión y alimentación requeridos. Confirme compatibilidad con gases y vapores, aceite y condiciones de uso.