

Fiche technique

Pompes à vide de laboratoire lubrifiées à l'huile

Pompes à vide de laboratoire de 1 à 8 L/s, pression limite indiquée de 0,06 Pa ou moins et alimentation et raccordement selon modèle.



Photo : PT-VPM-002. Carter, raccords et dimensions selon modèle ; consultez le tableau.

Points clés

Quatre débits proposés

Raccords KF16, KF25 ou KF40

Puissance et quantité d'huile selon modèle

Configuration standard

Pompe à vide lubrifiée à l'huile. Débit, puissance, raccord, huile et dimensions indiqués par modèle. Confirmez la livraison au devis.

Accessoires en option

Confirmez tuyaux, adaptateurs, pièges, huile et compatibilité au devis ; fourniture non précisée. Aucun logiciel ni service de validation inclus.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Vide limite	≤0.06 Pa
Vitesse de rotation	1400 rpm

Modèle	Débit (L/s)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Raccord d'admission
PT-VPM-001	1	0.25	220	KF16
PT-VPM-002	2	0.37	220	KF25
PT-VPM-003	4	0.55	220	KF25
PT-VPM-004	8	1.1	380	KF40

Modèle	Quantité d'huile (L)	Bruit indiqué (dBA)	Poids (kg)
PT-VPM-001	0.55	68	19
PT-VPM-002	0.65	70	22
PT-VPM-003	0.8	70	24
PT-VPM-004	1.8	70	85

Informations techniques

Modèle	Dimensions extérieures (mm)
PT-VPM-001	469 × 130 × 260
PT-VPM-002	488 × 145 × 280
PT-VPM-003	528 × 145 × 280
PT-VPM-004	650 × 240 × 430

Sélection et commande

Choisissez débit, raccord et alimentation requis. Confirmez compatibilité gaz/vapeurs, huile et conditions d'utilisation.