

Ficha técnica

Bombas de vácuo de laboratório lubrificadas a óleo

Bombas de vácuo de laboratório de 1-8 L/s, pressão final indicada de 0,06 Pa ou inferior e alimentação e conexões por modelo.



Imagem: PT-VPM-002. Carcaça, conexões e dimensões por modelo; consulte a tabela.

Destaques

Quatro opções de vazão

Conexões KF16, KF25 ou KF40

Potência e quantidade de óleo por modelo

Configuração padrão

Bomba de vácuo lubrificada a óleo. Vazão, potência, conexão, óleo e dimensões indicados por modelo. Confirme a lista de fornecimento na cotação.

Acessórios opcionais

Confirme mangueiras, adaptadores, armadilhas, óleo e compatibilidade na cotação; fornecimento não especificado. Software e validação não incluídos.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Vácuo final	≤0.06 Pa
Rotação	1400 rpm

Modelo	Vazão (L/s)	Potência do motor (kW)	Tensão (V)	Conexão de entrada
PT-VPM-001	1	0.25	220	KF16
PT-VPM-002	2	0.37	220	KF25
PT-VPM-003	4	0.55	220	KF25
PT-VPM-004	8	1.1	380	KF40

Modelo	Quantidade de óleo (L)	Ruído indicado (dBA)	Peso (kg)
PT-VPM-001	0.55	68	19
PT-VPM-002	0.65	70	22
PT-VPM-003	0.8	70	24
PT-VPM-004	1.8	70	85

Informações técnicas

Modelo	Dimensões externas (mm)
PT-VPM-001	469 × 130 × 260
PT-VPM-002	488 × 145 × 280
PT-VPM-003	528 × 145 × 280
PT-VPM-004	650 × 240 × 430

Seleção e pedido

Selecione vazão, conexão e alimentação necessárias. Confirme compatibilidade com gases e vapores, óleo e condições de operação.