

Ficha técnica

Serie de baños de agua digitales de laboratorio

Baños de agua con control de temperatura para calentamiento rutinario en laboratorio. Seleccione entre una y ocho posiciones, en una o dos filas.



La imagen muestra el modelo PT-WBA-002 de una posición. Los demás modelos varían en tamaño y distribución.

Características principales

Cámara de acero inoxidable

Control digital de temperatura

Diagnóstico de componentes electrónicos principales

Rango de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Error de temperatura	±1 °C

Dimensiones y selección de modelo

Modelo	Filas / posiciones	Potencia (kW)	Cámara (mm)	Exterior (mm)
PT-WBA-002	Una fila / 1	0.3	160×160×130	200×200×210
PT-WBA-003	Una fila / 2	0.6	305×160×130	345×200×210
PT-WBA-004	Una fila / 4	1	600×170×120	635×205×225
PT-WBA-005	Una fila / 6	1.5	900×170×120	935×205×225
PT-WBA-006	Una fila / 8	1.8	1200×170×120	1230×205×225
PT-WBA-007	Dos filas / 4	0.8	305×305×130	345×345×210
PT-WBA-008	Dos filas / 6	1.2	470×305×130	510×345×210
PT-WBA-009	Dos filas / 8	1.5	600×290×120	635×320×225

Las dimensiones se indican en el orden de los datos técnicos.

Configuración estándar

Baño de agua con cámara de acero inoxidable, carcasa de acero revestido y controlador de temperatura.

Accesorios opcionales

Los datos verificados no especifican accesorios opcionales. Confirme soportes para recipientes, tapas y la lista final de suministro al solicitar una oferta.

Selección y pedido

Indique el modelo, las dimensiones de los recipientes, la temperatura de trabajo y la alimentación requerida. La tensión y la frecuencia no figuran en las especificaciones verificadas y deben confirmarse antes del pedido.

Datos de transporte

Modelo	Masa neta / bruta (kg)	Embalaje (mm)
PT-WBA-002	2.9 / 3.4	270×270×270
PT-WBA-003	4.5 / 5.1	410×270×270
PT-WBA-004	7.9 / 9	700×270×270
PT-WBA-005	11.2 / 12.6	990×270×270
PT-WBA-006	14.3 / 22.4	1340×300×320
PT-WBA-007	6.2 / 7.3	410×410×270
PT-WBA-008	7.8 / 9	570×410×270
PT-WBA-009	10.6 / 12	705×410×270

Indique el modelo, las dimensiones de los recipientes, la temperatura de trabajo y la alimentación requerida. La tensión y la frecuencia no figuran en las especificaciones verificadas y deben confirmarse antes del pedido.

www.precetta.com