

Fiche technique

Bains-marie numériques de laboratoire

Bains-marie à température contrôlée pour le chauffage courant en laboratoire. Choisissez une à huit positions, disposées sur une ou deux rangées.



La photo montre le modèle PT-WBA-002 à une position. Les autres modèles diffèrent par leurs dimensions et leur disposition.

Points clés

Cuve en acier inoxydable

Régulation numérique de température

Diagnostic des composants électroniques principaux

Plage de température	Ambiente +5 à 100 °C
Erreur de température	±1 °C

Dimensions et choix du modèle

Modèle	Rangées / positions	Puissance (kW)	Cuve (mm)	Extérieur (mm)
PT-WBA-002	Une rangée / 1	0.3	160×160×130	200×200×210
PT-WBA-003	Une rangée / 2	0.6	305×160×130	345×200×210
PT-WBA-004	Une rangée / 4	1	600×170×120	635×205×225
PT-WBA-005	Une rangée / 6	1.5	900×170×120	935×205×225
PT-WBA-006	Une rangée / 8	1.8	1200×170×120	1230×205×225
PT-WBA-007	Deux rangées / 4	0.8	305×305×130	345×345×210
PT-WBA-008	Deux rangées / 6	1.2	470×305×130	510×345×210
PT-WBA-009	Deux rangées / 8	1.5	600×290×120	635×320×225

Les dimensions suivent l'ordre indiqué dans les données techniques.

Configuration standard

Bain-marie avec cuve en acier inoxydable, boîtier en acier revêtu et régulateur de température.

Accessoires en option

Les données vérifiées ne précisent aucun accessoire optionnel. Confirmez les supports de récipients, les couvercles et la liste de livraison lors de la demande de devis.

Sélection et commande

Précisez le modèle, les dimensions des récipients, la température de travail et l'alimentation souhaitée. La tension et la fréquence ne figurent pas dans les spécifications vérifiées et doivent être confirmées avant commande.

Données de transport

Modèle	Masse nette / brute (kg)	Emballage (mm)
PT-WBA-002	2.9 / 3.4	270×270×270
PT-WBA-003	4.5 / 5.1	410×270×270
PT-WBA-004	7.9 / 9	700×270×270
PT-WBA-005	11.2 / 12.6	990×270×270
PT-WBA-006	14.3 / 22.4	1340×300×320
PT-WBA-007	6.2 / 7.3	410×410×270
PT-WBA-008	7.8 / 9	570×410×270
PT-WBA-009	10.6 / 12	705×410×270

Précisez le modèle, les dimensions des récipients, la température de travail et l'alimentation souhaitée. La tension et la fréquence ne figurent pas dans les spécifications vérifiées et doivent être confirmées avant commande.

www.precetta.com