

Ficha técnica

Série de banhos-maria digitais de laboratório

Banhos-maria com controle de temperatura para aquecimento de rotina em laboratório. Escolha de uma a oito posições, em uma ou duas fileiras.



A imagem mostra o modelo PT-WBA-002 de uma posição. Os demais modelos diferem em tamanho e disposição.

Destaques

Cuba de aço inoxidável

Controle digital de temperatura

Diagnóstico dos principais componentes eletrônicos

Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Erro de temperatura	±1 °C

Dimensões e seleção do modelo

Modelo	Fileiras / posições	Potência (kW)	Cuba (mm)	Externo (mm)
PT-WBA-002	Uma fileira / 1	0.3	160×160×130	200×200×210
PT-WBA-003	Uma fileira / 2	0.6	305×160×130	345×200×210
PT-WBA-004	Uma fileira / 4	1	600×170×120	635×205×225
PT-WBA-005	Uma fileira / 6	1.5	900×170×120	935×205×225
PT-WBA-006	Uma fileira / 8	1.8	1200×170×120	1230×205×225
PT-WBA-007	Duas fileiras / 4	0.8	305×305×130	345×345×210
PT-WBA-008	Duas fileiras / 6	1.2	470×305×130	510×345×210
PT-WBA-009	Duas fileiras / 8	1.5	600×290×120	635×320×225

As dimensões seguem a ordem apresentada nos dados técnicos.

Configuração padrão

Banho-maria com cuba de aço inoxidável, gabinete de aço revestido e controlador de temperatura.

Acessórios opcionais

Os dados verificados não especificam acessórios opcionais. Confirme suportes para recipientes, tampas e a lista final de fornecimento ao solicitar uma cotação.

Seleção e pedido

Informe o modelo, as dimensões dos recipientes, a temperatura de trabalho e a alimentação necessária. A tensão e a frequência não constam nas especificações verificadas e devem ser confirmadas antes do pedido.

Informações de transporte

Modelo	Massa líquida / bruta (kg)	Embalagem (mm)
PT-WBA-002	2.9 / 3.4	270×270×270
PT-WBA-003	4.5 / 5.1	410×270×270
PT-WBA-004	7.9 / 9	700×270×270
PT-WBA-005	11.2 / 12.6	990×270×270
PT-WBA-006	14.3 / 22.4	1340×300×320
PT-WBA-007	6.2 / 7.3	410×410×270
PT-WBA-008	7.8 / 9	570×410×270
PT-WBA-009	10.6 / 12	705×410×270

Informe o modelo, as dimensões dos recipientes, a temperatura de trabalho e a alimentação necessária. A tensão e a frequência não constam nas especificações verificadas e devem ser confirmadas antes do pedido.

www.precetta.com