

Salas transitables de estabilidad farmacéutica a medida

Entorno transitable controlado para estudios de estabilidad de grandes lotes farmacéuticos. Temperatura, humedad y dimensiones se definen según el proyecto y el espacio.



Información técnica

Modelo	PT-ENV-112
Rango de temperatura (°C)	Según el proyecto
Fluctuación de temperatura (°C)	±0.5
Desviación de temperatura (°C)	±1
Rango de humedad (% HR)	Según el proyecto
Desviación de humedad (% HR)	±3
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Condiciones ambientales de uso	5-35 °C; ≤85% RH

Configuración A

Dimensiones interiores (mm)	Según el proyecto
Dimensiones exteriores (mm)	Según el proyecto

Equipo y construcción

Circulación de aire forzado, control digital de temperatura, interior de acero inoxidable y protección contra sobretensión. Las dimensiones y los estantes dependen de la configuración. El control de humedad utiliza humidificación por vapor y circulación automática de agua. Se incluyen control táctil, microimpresora y comunicación RS485.

Opciones de configuración

Confirme registro, supervisión, documentación de cualificación y accesorios adicionales en la oferta. No implican certificación general ni suministro estándar.

Información para pedidos

Indique modelo, letra de configuración, carga, consignas, espacio y alimentación del destino. Todas las dimensiones son profundidad × anchura × altura. Confirme la configuración y el protocolo antes del pedido. Los valores corresponden a la configuración seleccionada. No combine límites de temperatura o humedad de configuraciones distintas. Alimentación indicada: 220 V / 50 Hz; otras necesidades requieren confirmación.