

Salas acessíveis de estabilidade farmacêutica sob medida

Ambiente controlado acessível para estudos de estabilidade de grandes lotes farmacêuticos. Temperatura, umidade e dimensões são definidas conforme o projeto e o espaço.



Informações técnicas

Modelo	PT-ENV-112
Faixa de temperatura (°C)	Conforme o projeto
Flutuação de temperatura (°C)	±0.5
Desvio de temperatura (°C)	±1
Faixa de umidade (% UR)	Conforme o projeto
Desvio de umidade (% UR)	±3
Alimentação elétrica	220 V / 50 Hz
Condições ambientais de operação	5-35 °C; ≤85% RH

Configuração A

Dimensões internas (mm)	Conforme o projeto
Dimensões externas (mm)	Conforme o projeto

Equipamento e construção

Circulação de ar forçado, controle digital de temperatura, interior em aço inoxidável e proteção contra superaquecimento. Dimensões e prateleiras dependem da configuração. O controle de umidade utiliza umidificação a vapor e circulação automática de água. São listados controle por tela sensível ao toque, microimpressora e comunicação RS485.

Opções de configuração

Confirme na cotação os registros, monitoramento, documentos de qualificação e acessórios adicionais. Isso não implica certificação geral nem fornecimento padrão garantido.

Informações para pedidos

Informe modelo, letra da configuração, carga, pontos de ajuste, espaço e alimentação elétrica no destino. Dimensões na ordem profundidade × largura × altura. Confirme a configuração e o protocolo antes do pedido. Os valores correspondem à configuração selecionada. Não combine limites de temperatura ou umidade de configurações diferentes. Alimentação indicada: 220 V / 50 Hz; outros requisitos precisam de confirmação.