

Espectrómetro de fluorescencia atómica

Medición de fluorescencia atómica de dos canales para elementos traza mediante generación de vapor y separación gas-líquido. Seleccione lámparas, química y preparación por elemento.



Información técnica

Elementos simultáneos	2
Límite de detección: As, Se, Pb, Bi, Sb, Te, Sn	<0.03 µg/L
Límite de detección: Hg, Cd	<0.005 µg/L
Precisión (RSD)	≤1.0%
Rango lineal	>10 ³
Límite de detección: Ge	<0.1 µg/L
Límite de detección: Zn	<1.0 µg/L
Límite de detección: Au	<3.0 µg/L
Rodillos / canales de bomba peristáltica	10 / 6
Comunicación	RS232

Configuración estándar

La configuración y los accesorios suministrados deben detallarse en la oferta. Una función descrita no implica que se incluyan todos los accesorios de la imagen.

Configuración opcional

Mejoras opcionales: muestreo con bomba de jeringa, muestreador de 200 posiciones, válvula solenoide y análisis de especiación. Confirme lámparas, gases y reactivos según aplicación.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Aplicaciones: As, Hg, Se, Pb, Ge, Sn, Sb, Bi, Cd, Te, Zn y Au. Lámparas codificadas, fotomultiplicador, muestreo intermitente, bomba de seis canales, separación gas-líquido en dos etapas, atomización en cuarzo y trampa de elementos nocivos. Software para optimización, blancos, gráficos, estadística y Excel; aviso por falta de gas. Los límites dependen del elemento, preparación y condiciones.