

Aparato automático de punto de goteo y reblandecimiento

Determinación automática del punto de goteo y reblandecimiento con vídeo y calentamiento programable. Dos posiciones de muestra para comparar transiciones del material.



Información técnica

Rango de temperatura	ambiente-400 °C
Capacidad por lote	2
Velocidad de calentamiento	0.1-20 °C/min
Repetibilidad por debajo de 200 °C	±0.3 °C
Repetibilidad de 200-300 °C	±0.7 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Posiciones de muestras	2
Niveles de acceso	3
Pantalla	8 in
Capacidad de almacenamiento	32 GB
Registro de auditoría	sí
Firma electrónica	sí
Comunicación	USB; RS232; Ethernet; Wi-Fi
Alimentación eléctrica	220 V; 50 Hz; 120 W

Información técnica

Métodos citados (confirmar aplicabilidad)

GB 8728-88; ASTM D3204 / D3461 / D3954 / D6090; DIN 51920; ISO 4625-2; ChP 2020; Ph. Eur.

Configuración estándar

La configuración y los accesorios suministrados deben detallarse en la oferta. Una función descrita no implica que se incluyan todos los accesorios de la imagen.

Configuración opcional

Accesorios, consumibles, impresoras y opciones de aplicación se incluyen solo si figuran expresamente en la oferta.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Se documentan método copa-bola, detección automática o manual, exploración, vídeo, tres niveles, auditoría y firma electrónica. Exportación USB e impresión Wi-Fi. Seleccione copa y método para el material; no suponga que cada método citado se entrega como paquete certificado.