

غرفة اختبار الثبات الضوئي

تحكم في الحرارة والرطوبة والضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية لدراسات ثبات المستحضرات الدوائية، مع طباعة مدمجة وتسجيل عبر USB لتوثيق الاختبارات.



المعلومات الفنية

السعة	500 L
نطاق درجة الحرارة	5-65 °C
نطاق الرطوبة	35-95% RH
نطاق الاستضاءة	0-10000 lx
نطاق الطول الموجي فوق البنفسجي	320-400 nm
تقلب درجة الحرارة	±0.5 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تجانس درجة الحرارة	±1 °C
تقلب الرطوبة	±5% RH
استبانة الرطوبة	0.1% RH
انحراف الاستضاءة	±500 lx
شدة الإشعاع فوق البنفسجي	80-100 µW/cm²
القدرة	1169 W
التغذية الكهربائية	220 V AC; 50 Hz

المعلومات الفنية

R134a	وسيط التبريد
1080 × 490 × 1000 mm	أبعاد الحجرة
1150 × 650 × 1620 mm	الأبعاد
6	الرغوف القياسية
30 mm	قطر منفذ الاختبار
0-9999 min	المؤقت
±4 °C; 70 °C	حد ارتفاع درجة الحرارة
نعم	الطابعة المدمجة
USB	الاتصال
PID	التحكم
GB/T 10586-2006; ChP 2020	الطرق المرجعية (أكد قابلية التطبيق)

التجهيز القياسي

سنة رغوف قابلة للتعديل وطابعة مدمجة وتسجيل USB وخزان ترطيب داخلي. أكد بروتوكول التعرض للضوء وظروف التحميل في عرض السعر.

التجهيز الاختياري

الملحقات والمواد الاستهلاكية والطابعات وخيارات التطبيق تورد فقط إذا أدرجت صراحة في عرض السعر.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

تحكم PID وعزل بولي يوريثان وحجرة فولاذ مقاوم للصدأ وتشخيص ذاتي وحماية حرارية مستقلة. المنفذ الأيسر 30 مم. فترة تعبئة الخزان التقريبية 10-15 يوما وتعتمد على الظروف. حدد التعرض للضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية بشكل منفصل.