

Cámara de fotoestabilidad

Temperatura, humedad, luz visible y exposición UV controladas para estudios de estabilidad farmacéutica. Impresión integrada y registro USB para documentar los ensayos.



Información técnica

Capacidad	500 L
Rango de temperatura	5-65 °C
Rango de humedad	35-95% RH
Rango de iluminancia	0-10000 lx
Rango de longitud de onda UV	320-400 nm
Fluctuación de temperatura	±0.5 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Uniformidad de temperatura	±1 °C
Fluctuación de humedad	±5% RH
Resolución de humedad	0.1% RH
Desviación de iluminancia	±500 lx
Irradiancia UV	80-100 µW/cm²
Potencia	1169 W
Alimentación eléctrica	220 V AC; 50 Hz

Información técnica

Refrigerante	R134a
Dimensiones de la cámara	1080 × 490 × 1000 mm
Dimensiones	1150 × 650 × 1620 mm
Estantes estándar	6
Diámetro del puerto de ensayo	30 mm
Temporizador	0-9999 min
Límite de sobretemperatura	±4 °C; 70 °C
Impresora integrada	sí
Comunicación	USB
Control	PID
Métodos citados (confirmar aplicabilidad)	GB/T 10586-2006; ChP 2020

Configuración estándar

Seis estantes ajustables, impresora integrada, registro USB y depósito interno de humidificación. Confirme el protocolo de iluminación y la carga en la oferta.

Configuración opcional

Accesorios, consumibles, impresoras y opciones de aplicación se incluyen solo si figuran expresamente en la oferta.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Se documentan control PID, aislamiento de poliuretano, cámara de acero inoxidable, autodiagnóstico y protección térmica independiente. Puerto izquierdo de 30 mm. El intervalo orientativo de relleno es de 10-15 días y depende de las condiciones. Defina por separado la exposición visible y UV.