

Enceinte de photostabilité

Température, humidité, lumière visible et exposition UV contrôlées pour les études de stabilité pharmaceutique. Impression intégrée et enregistrement USB pour documenter les essais.



Informations techniques

Capacité	500 L
Plage de température	5-65 °C
Plage d'humidité	35-95% RH
Plage d'éclairement	0-10000 lx
Plage de longueurs d'onde UV	320-400 nm
Fluctuation de température	±0.5 °C
Résolution de température	0.1 °C
Uniformité de température	±1 °C
Fluctuation d'humidité	±5% RH
Résolution d'humidité	0.1% RH
Écart d'éclairement	±500 lx
Irradiance UV	80-100 µW/cm²
Puissance	1169 W
Alimentation électrique	220 V AC; 50 Hz

Informations techniques

Fluide frigorigène	R134a
Dimensions de la chambre	1080 × 490 × 1000 mm
Dimensions	1150 × 650 × 1620 mm
Clayettes standard	6
Diamètre du passage de mesure	30 mm
Minuterie	0-9999 min
Limite de surchauffe	±4 °C; 70 °C
Imprimante intégrée	oui
Communication	USB
Commande	PID
Méthodes citées (confirmer l'applicabilité)	GB/T 10586-2006; ChP 2020

Configuration standard

Six clayettes réglables, imprimante intégrée, enregistrement USB et réservoir interne d'humidification. Confirmer le protocole lumineux et la charge au devis.

Configuration en option

Accessoires, consommables, imprimantes et options d'application inclus uniquement si expressément indiqués au devis.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Régulation PID, isolation polyuréthane, chambre inox, autodiagnostic et protection thermique indépendante documentés. Passage gauche de 30 mm. Intervalle indicatif de remplissage de 10-15 jours selon les conditions. Définir séparément les expositions visible et UV.