

غرفة ثبات مبرمجة للتحكم في الحرارة والرطوبة

غرفة مبرمجة للتحكم في الحرارة والرطوبة لدراسات ثبات المستحضرات الدوائية، مزودة بتحكم PID ورفوف قابلة للتعديل وإعادة تدوير المياه.



المعلومات الفنية

5-65 °C	نطاق درجة الحرارة
35-95% RH	نطاق الرطوبة
±0.5 °C	تقلب درجة الحرارة
±1 °C	تجانس درجة الحرارة
4	الرفوف القياسية
0.1 °C	دقة عرض درجة الحرارة
0.1% RH	استبانة الرطوبة
±5% RH	تقلب الرطوبة
R134a	وسيط التبريد
688 W	القدرة
220 V AC ±10%; 50 Hz ±1 Hz	التغذية الكهربائية
30 / 99	مقاطع البرنامج / دوراته
0-9999 min / h	المؤقت
30 mm	قطر منفذ الاختبار
±4 °C; 70 °C	حد ارتفاع درجة الحرارة

المعلومات الفنية

إعادة تدوير المياه	نعم
التحكم	PID
الطرق المرجعية (أكد قابلية التطبيق)	GB 10586-2006

التجهيز القياسي

أربعة رفوف قابلة للتعديل ونظام داخلي لإعادة تدوير المياه. يجب تأكيد الحجم الفعلي وأبعاد التركيب قبل الطلب.

التجهيز الاختياري

التسجيل بالطابعة أو الحاسوب عبر واجهة الطابعة أو RS485 المحجوزة اختياري. الطابعة ليست ضمن التجهيز القياسي المعلن.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

حجرة فولاذ مقاوم للصدأ وعزل بولي يوريثان وتشخيص ذاتي وحماية حرارية مستقلة. يدعم المتحكم 30 مقطعاً و99 دورة. أكد أبعاد التركيب والسعة الفعلية؛ لا ترد هنا أبعاد غير متحقق منها.