

Cámara programable de estabilidad de temperatura y humedad

Cámara programable de temperatura y humedad para estudios de estabilidad farmacéutica. Control PID, estantes ajustables y recirculación de agua para condiciones de ensayo controladas.



Información técnica

Rango de temperatura	5-65 °C
Rango de humedad	35-95% RH
Fluctuación de temperatura	±0.5 °C
Uniformidad de temperatura	±1 °C
Estantes estándar	4
Resolución de temperatura	0.1 °C
Resolución de humedad	0.1% RH
Fluctuación de humedad	±5% RH
Refrigerante	R134a
Potencia	688 W
Alimentación eléctrica	220 V AC ±10%; 50 Hz ±1 Hz
Segmentos / ciclos del programa	30 / 99
Temporizador	0-9999 min / h

Información técnica	
Diámetro del puerto de ensayo	30 mm
Límite de sobretemperatura	± 4 °C; 70 °C
Recirculación de agua	sí
Control	PID
Métodos citados (confirmar aplicabilidad)	GB 10586-2006

Configuración estándar

Se documentan cuatro estantes ajustables y recirculación interna de agua. Confirme el volumen útil y las dimensiones de instalación antes del pedido.

Configuración opcional

El registro mediante impresora u ordenador por la interfaz reservada de impresora/RS485 es opcional. La impresora no se incluye como estándar.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Se documentan cámara inoxidable, aislamiento de poliuretano, autodiagnóstico y protección térmica independiente. Controlador con 30 segmentos y 99 ciclos. Confirme dimensiones y capacidad útil; no se indican dimensiones sin verificar.