

Câmara programável de estabilidade de temperatura e umidade

Câmara programável de temperatura e umidade para estudos de estabilidade farmacêutica. Controle PID, prateleiras ajustáveis e recirculação de água para condições controladas.



Informações técnicas

Faixa de temperatura	5-65 °C
Faixa de umidade	35-95% RH
Flutuação de temperatura	±0.5 °C
Uniformidade de temperatura	±1 °C
Prateleiras padrão	4
Resolução de temperatura	0.1 °C
Resolução de umidade	0.1% RH
Flutuação de umidade	±5% RH
Fluido refrigerante	R134a
Potência	688 W
Alimentação elétrica	220 V AC ±10%; 50 Hz ±1 Hz
Segmentos / ciclos do programa	30 / 99
Temporizador	0-9999 min / h

Informações técnicas

Diâmetro do acesso de teste	30 mm
Limite de sobretemperatura	± 4 °C; 70 °C
Recirculação de água	sim
Controle	PID
Métodos citados (confirmar aplicabilidade)	GB 10586-2006

Configuração padrão

Quatro prateleiras ajustáveis e recirculação interna de água. Confirme o volume útil e as dimensões de instalação antes do pedido.

Configuração opcional

O registro por impressora ou computador pela interface reservada de impressora/RS485 é opcional. A impressora não é prometida como padrão.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, aplicação, configuração, quantidade e destino. Baixe o PDF completo para especificações e configuração. Confirme utilidades e compatibilidade antes do pedido.

Informações técnicas

Câmara inox, isolamento de poliuretano, autodiagnóstico e proteção térmica independente documentados. Programador com 30 segmentos e 99 ciclos. Confirme dimensões e capacidade útil; não são indicadas dimensões não verificadas.