

جهاز قياس نقطة انصهار الدهون بالفيديو

تحديد نقطة انصهار الزيوت والدهون بمساعدة الفيديو مع تسخين مضبوط وثلاث عينات متزامنة. الكشف يدوي والتحكم الحراري آلي.



المعلومات الفنية

0-100 °C	نطاق درجة الحرارة
3	سعة الدفعة
0.1-10 °C/min	معدل التسخين
0.1 °C	دقة عرض درجة الحرارة
±0.3 °C (≤100 °C)	دقة القياس
±0.1 °C (0.1 °C/min)	التكرارية
8	حسابات المستخدمين
400	السجلات المحفوظة
16 GB	سعة التخزين
TFT	الشاشة
USB; RS232; Ethernet	الاتصال
OD 1.4 mm; ID 1.0 mm; 100 mm	أبعاد الأنبوب الشعري
220 V AC	التغذية الكهربائية
4.1 kg	الوزن الصافي

المعلومات الفنية

SN/T 0801.5-1999; GB/T 24892-2010; GB/T 12766-2008; GB/T 8026-2014

الطرق المرجعية (أكد قابلية التطبيق)

التجهيز القياسي

يجب تفصيل تجهيز الجهاز والملحقات الموردة في عرض السعر. وصف الوظيفة لا يعني شمول كل الملحقات الظاهرة بالصورة.

التجهيز الاختياري

الملحقات والمواد الاستهلاكية والطابعات وخيارات التطبيق تورد فقط إذا أدرجت صراحة في عرض السعر.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

تسخين بحمام مائي يتحكم PID ومستشعر بلاتين وأنبوب زجاجي. تذكر البيانات إمكانية التبريد والتبريد الهوائي؛ أكد التجهيز والظروف الممكنة في عرض السعر. الأنابيب الشعرية مفتوحة من الطرفين. تسجيل فيديو وإعادة عرض وحفظ تقارير. التحكم الحراري الآلي لا يعني كشفاً آلياً لنقطة النهاية.