

Espectrofotómetro de microvolumen para ácidos nucleicos

Medición de ácidos nucleicos en microvolumen a 260 y 280 nm con pasos ópticos seleccionables.
Funcionamiento autónomo mediante pantalla táctil.



Información técnica

Longitudes de onda	260 / 280 nm
Volumen de muestra	0.5-2 µL
Longitudes de paso óptico	0.03 / 0.05 / 0.2 / 1.0 mm
Rango de concentración de ADNbc	2-15000 ng/µL
Tiempo de medida	<6 s
Exactitud de absorbancia	±1% (7.332 Abs; 260 nm)
Rango de absorbancia equivalente	0.04-300 A (10 mm)
Fuente de luz	LED
Pantalla	7 in
Comunicación	USB
Alimentación eléctrica	24 V DC
Potencia	25 W
Potencia en espera	5 W

Información técnica

Dimensiones	200 × 260 × 165 mm
-------------	--------------------

Peso neto	4.5 kg
-----------	--------

Configuración estándar

La configuración y los accesorios suministrados deben detallarse en la oferta. Una función descrita no implica que se incluyan todos los accesorios de la imagen.

Configuración opcional

Accesorios, consumibles, impresoras y opciones de aplicación se incluyen solo si figuran expresamente en la oferta.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Se documentan LED, detector UV de silicio y cuatro pasos ópticos. Pantalla Android, salida USB e impresora integrada. Se citan funciones OD600 con cubeta y fluorescencia; confirme módulos, calibración y reactivos antes de incluirlas en la especificación. La sensibilidad de fluorescencia no se usa como rango de absorbancia UV.