

Spectrophotomètre microvolume pour acides nucléiques

Mesure microvolume des acides nucléiques à 260 et 280 nm avec trajets optiques sélectionnables.
Fonctionnement autonome sur écran tactile.



Informations techniques

Longueurs d'onde	260 / 280 nm
Volume d'échantillon	0.5-2 µL
Longueurs de trajet optique	0.03 / 0.05 / 0.2 / 1.0 mm
Plage de concentration d'ADNdb	2-15000 ng/µL
Durée de mesure	<6 s
Exactitude de l'absorbance	±1% (7.332 Abs; 260 nm)
Plage d'absorbance équivalente	0.04-300 A (10 mm)
Source lumineuse	LED
Affichage	7 in
Communication	USB
Alimentation électrique	24 V DC
Puissance	25 W
Puissance en veille	5 W
Dimensions	200 × 260 × 165 mm

Informations techniques

Masse nette	4.5 kg
-------------	--------

Configuration standard

La configuration et les accessoires fournis doivent être précisés au devis. Une fonction décrite n'implique pas la livraison de tous les accessoires illustrés.

Configuration en option

Accessoires, consommables, imprimantes et options d'application inclus uniquement si expressément indiqués au devis.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

LED, détecteur UV silicium et quatre trajets optiques documentés. Écran Android, sortie USB et imprimante intégrée. Fonctions OD600 sur cuve et fluorescence citées ; confirmer modules, étalonnage et réactifs avant spécification. La sensibilité de fluorescence ne définit pas la plage d'absorbance UV.