

Polarimètre automatique thermorégulé

Mesure automatique du pouvoir rotatoire avec régulation Peltier pour l'analyse de concentration, de pureté et de sucre. Choisir le tube, la température et la gestion des données.



Informations techniques

Plage de rotation	$\pm 90^\circ$
Résolution angulaire	0.001°
Exactitude angulaire	$\pm 0.004^\circ$
Plage de régulation thermique	10-50 °C
Exactitude de température	$\pm 0.1^\circ\text{C}$
Plage de l'échelle saccharimétrique	$\pm 259^\circ\text{Z}$
Plage de rotation spécifique	± 1000
Longueur d'onde	589.3 nm
Répétabilité angulaire	0.001° (s)
Transmittance	0.05%
Affichage	8 in TFT
Capacité de stockage	16 GB; ≤ 64 GB
Niveaux d'accès	4
Piste d'audit	oui

Informations techniques

Signature électronique	oui
Communication	USB; RS232; VGA; Ethernet
Alimentation électrique	220 V $\pm$ 22 V; 50 Hz $\pm$ 1 Hz; 250 W
Masse nette	28 kg
Méthodes citées (confirmer l'applicabilité)	GB/T 14454.5-2008; GB/T 35887-2018

Configuration standard

La configuration et les accessoires fournis doivent être précisés au devis. Une fonction décrite n'implique pas la livraison de tous les accessoires illustrés.

Configuration en option

Tubes en option : microvolume de 0.8 mL et tube de 200 mm thermorégulés. Souris, clavier et imprimantes compatibles selon devis.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Modes : rotation optique et spécifique, concentration, sucre et calcul personnalisé. Mesures uniques, répétées et continues, étalonnage automatique, quatre niveaux d'accès, verrouillage des comptes, audit, signature électronique, export PDF/Excel et validation MD5. Tubes décrits : 100 mm, 200 mm et 100 mm thermorégulé ; confirmer le jeu livré.