

Titreur potentiométrique automatique monovoie

Titration potentiométrique automatique monovoie pour les méthodes acido-basiques, rédox, par précipitation, complexométriques et non aqueuses. Passeurs et voies supplémentaires selon configuration.



Informations techniques

Plage de potentiel	-2000.0-+2000.0 mV
Plage de pH	-20.000-+20.000 pH
Voies de dosage	1
Voies extensibles	8
Volume de burette	10 mL
Résolution de potentiel	0.1 mV
Précision du volume dosé	0.001 mL
Volume du récipient de titrage	250 mL
Plage de température	0-100 °C
Exactitude de température	±0.1 °C
Résolution de burette	1/48000
Temps de remplissage de burette	10 s (100%)
Communication	USB; RS232; Ethernet
Piste d'audit	oui

Informations techniques

Signature électronique

oui

Configuration standard

La configuration de base comprend une voie de dosage et une burette de 10 mL. Confirmer ordinateur, logiciel, électrode et agitation au devis.

Configuration en option

Autres burettes : 1, 5, 25 et 50 mL. Voies supplémentaires et passeurs de 16/20/34 positions configurables ; confirmer la plateforme et l'agitation.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Modes MEAS, CAL, SET, MET et DET pour mesure, étalonnage multipoint et titrage à point final, volume constant ou dynamique. Tubes/vanne PTFE, nettoyage, autocontrôle, méthodes éditables et courbes en direct. Audit, droits et signatures sont des fonctions ; aucune certification réglementaire n'est affirmée. Confirmer agitation et offre informatique.