

## ورقة البيانات الفنية

## جهاز اختبار الذوبان بـ 12 وعاء ومنطقتي سرعة

يوفر PT-D12 اثني عشر موضعا في مجموعتين مستقلتين من ستة أوعية. يتيح اختبارات ذوبان متوازية بسرعات مختلفة مع مراقبة حرارة الوسط.

## الخصائص الرئيسية

منطقتا سرعة: 6 + 6 مواضع

نطاق قياسي 25-250 دورة/دقيقة؛ دقة ضبط 0.01 دورة/دقيقة

ثلاثة مستويات وصول وسبعة مستخدمين وسجل تدقيق

## المعلومات الفنية

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 12 / 12                | مواضع الأوعية / الأعمدة      |
| 25-250 rpm             | نطاق السرعة                  |
| 0.01 rpm               | دقة ضبط السرعة               |
| $\leq 0.5\%$           | دقة السرعة                   |
| حرارة الغرفة إلى 45 °C | حرارة الحمام                 |
| 0.01 °C                | دقة عرض الحرارة              |
| 0.2 °C                 | دقة التحكم الحراري           |
| $\leq 0.3$ mm          | تأرجع المجداف                |
| $\leq 0.5$ mm          | تأرجع السلة                  |
| $\leq 0.5$ mm          | انحراف العمود عن محور الوعاء |
| 220 V / 50 Hz          | التغذية الكهربائية           |

## التجهيز القياسي

يضم الجهاز الأساسي 12 موضعا للأوعية. أكد أحجام الأوعية والأعمدة والسلال والأغطية وقائمة التوريد الكاملة في عرض السعر؛ دعم طريقة اختبار لا يعني إدراج جميع ملحقاتها.

## الملحقات الاختيارية

تشمل الخيارات سرعة حتى 300 دورة/دقيقة وحرارة حمام حتى 55 °C ووعاء تعويض متساوي الحرارة. تتطلب تحديدا وشراء منفصلين ولا تدخل ضمن التجهيز القياسي.

## التطبيقات

اختبارات ذوبان الأشكال الدوائية في المختبر. اختر طريقة المجاديف أو السلال أو طريقة أخرى مدعومة مع الأوعية والملحقات اللازمة. أكد الطريقة والإصدار المعتمدين.

## معلومات الاختيار والطلب

حدد طريقة الاختبار وحجم الوعاء والشكل الدوائي والكمية والوجهة والوثائق المطلوبة. أكد التغذية الكهربائية والقابس والتجهيز المناسب لبلد الوجهة. وظيفة سجل التدقيق وحدها لا تثبت الامتثال التنظيمي.

## أجهزة ذات صلة

### PRECETTA PT-D12S

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.