

Ficha técnica

Turbidímetro nefelométrico controlado por ordenador

PT-T2C mide turbidez por dispersión a 90 grados e incluye gestión de datos por ordenador. El software permite almacenar resultados, consultarlos y gestionar cuatro niveles de acceso.

Características principales

- Sistema óptico LED de 860 nm
- Ordenador y software de datos incluidos
- Auditoría disponible como configuración opcional

Información técnica

Ángulo de dispersión	90°
Longitud de onda LED	860 nm
Intervalos de turbidez	0-1000 NTU / 400-2000 NTU
Exactitud de medición	±2% FS
Repetibilidad	≤0.5%
Puntos de calibración	1-6
Temperatura de funcionamiento	10-35 °C
Alimentación	220 V / 50 Hz

Configuración estándar

Instrumento óptico con ordenador y software de datos. El software documentado ofrece cuatro niveles de acceso con contraseña.

La resolución es 0,01 NTU de 0-10 NTU, 0,1 NTU de 10-100 NTU y 1 NTU de 100-1000 NTU; confirme la resolución por encima de 1000 NTU. La deriva de cero es $\pm 0,5\%$ del fondo de escala. El instrumento tiene RS-232. El software descrito admite hasta 1.000 operadores, requisitos de complejidad de contraseña, consulta de datos y curvas de trabajo propias. La pista de auditoría sigue siendo opcional; confirme integración y versión.

Accesorios opcionales

Especifique auditoría si la necesita; es opcional. Confirme cubetas, patrones, idioma e integración.

Aplicaciones

Evaluación de turbidez y claridad de muestras farmacéuticas y acuosas compatibles con gestión electrónica de datos.

Selección e información de pedido

Confirme compatibilidad de muestras, configuración, alimentación y documentación en la oferta.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.