

Ficha técnica

Turbidímetro nefelométrico controlado por computador

PT-T2C mede turbidez por espalhamento a 90 graus e inclui gestão de dados por computador. O software permite armazenar resultados, consultá-los e gerenciar quatro níveis de acesso.

Características principais

- Sistema óptico LED de 860 nm
- Computador e software de dados incluídos
- Trilha de auditoria disponível como configuração opcional

Informações técnicas

Ângulo de espalhamento	90°
Comprimento de onda LED	860 nm
Faixas de turbidez	0-1000 NTU / 400-2000 NTU
Exatidão de medição	±2% FS
Repetibilidade	≤0.5%
Pontos de calibração	1-6
Temperatura de operação	10-35 °C
Alimentação	220 V / 50 Hz

Configuração padrão

Instrumento óptico com computador e software de dados. O software documentado oferece quatro níveis de acesso por senha.

A resolução é 0,01 NTU de 0-10 NTU, 0,1 NTU de 10-100 NTU e 1 NTU de 100-1000 NTU; confirme a resolução acima de 1000 NTU. A deriva de zero é $\pm 0,5\%$ do fundo de escala. O instrumento possui RS-232. O software descrito admite até 1.000 operadores, requisitos de complexidade de senha, consulta de dados e curvas próprias. A trilha de auditoria permanece opcional; confirme integração e versão.

Acessórios opcionais

Especifique auditoria se necessária; é opcional. Confirme cubetas, padrões, idioma e integração.

Aplicações

Avaliação de turbidez e clareza de amostras farmacêuticas e aquosas compatíveis com gestão eletrônica de dados.

Seleção e informações para pedido

Confirme compatibilidade de amostras, configuração, alimentação e documentação na proposta.

Revise a configuração com a PRECETTA antes de fazer o pedido.