

Vaso de baño de desintegración de 1000 mL

Vaso de baño de desintegración de 1000 mL. Accesorio de repuesto para la configuración indicada. Confirme el recambio con el modelo del instrumento y dimensiones o conexiones de la pieza existente.



Características principales

- Vaso de baño de desintegración de 1000 mL
- 1000 mL

Información técnica

Modelo de accesorio	T-ADI-006
Cantidad mínima	1
Especificación documentada	1000 mL

Configuración estándar

Accesorio seleccionado en la cantidad confirmada. El instrumento y otros accesorios solo se incluyen si figuran en la oferta.

Accesorios opcionales

Otros repuestos se cotizan aparte tras revisar compatibilidad. No se presuponen conexiones ni instalación incluidas.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, número de serie, foto de la pieza y cantidad. La fotografía identifica el tipo; confirme la variante exacta con sus especificaciones antes de comprar.