

Bécher de bain de désagrégation de 1000 mL

Bécher de bain de désagrégation de 1000 mL. Accessoire de remplacement pour la configuration indiquée. Confirmer le modèle de l'instrument et les dimensions ou raccords du composant existant.



Caractéristiques principales

- Bécher de bain de désagrégation de 1000 mL
- 1000 mL

Informations techniques

Modèle d'accessoire	T-ADI-006
Quantité minimale	1
Spécification documentée	1000 mL

Configuration standard

Accessoire choisi dans la quantité confirmée. Instrument et autres accessoires uniquement si détaillés au devis.

Accessoires optionnels

Autres pièces chiffrées séparément après examen de compatibilité. Raccords et installation non présumés inclus.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, numéro de série, photo du composant et quantité. La photo identifie le type ; confirmer la variante exacte par sa spécification avant achat.