

Béquer de banho de desintegração de 1000 mL

Béquer de banho de desintegração de 1000 mL. Acessório de reposição para a configuração indicada. Confirme a reposição pelo modelo do instrumento e dimensões ou conexões da peça existente.



Principais características

- Béquer de banho de desintegração de 1000 mL
- 1000 mL

Informações técnicas

Modelo do acessório	T-ADI-006
Quantidade mínima	1
Especificação documentada	1000 mL

Configuração padrão

Acessório selecionado na quantidade confirmada. Instrumento e outros acessórios somente se discriminados na cotação.

Acessórios opcionais

Outras peças são cotadas separadamente após revisão de compatibilidade. Não se presumem conexões nem instalação incluídas.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, número de série, foto da peça e quantidade. A fotografia identifica o tipo; confirme a variante exata pelas especificações antes da compra.