

Couvercles de centrage pour cuves de dissolution

Couvercles de centrage pour cuves de dissolution. Choisir l'accessoire selon spécification et configuration. Les options sont distinctes ; confirmer variante exacte, dimensions et instrument au devis.



Caractéristiques principales

- 250 / 1000 mL
- Quantité minimale: 1

Informations techniques

Modèle d'accessoire	T-ADS-010
Options de spécification	250 / 1000 mL
Quantité minimale	1

Configuration standard

Accessoire choisi dans la quantité confirmée. Instrument et autres accessoires uniquement si détaillés au devis.

Accessoires optionnels

Autres pièces chiffrées séparément après examen de compatibilité. Raccords et installation non présumés inclus.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, numéro de série, photo du composant et quantité. La photo identifie le type ; confirmer la variante exacte par sa spécification avant achat.