

Tampas de centralização para cubas de dissolução

Tampas de centralização para cubas de dissolução. Selecione a reposição pela especificação e configuração. As opções são configurações distintas; confirme opção exata, dimensões e instrumento na cotação.



Principais características

- 250 / 1000 mL
- Quantidade mínima: 1

Informações técnicas

Modelo do acessório	T-ADS-010
Opções de especificação	250 / 1000 mL
Quantidade mínima	1

Configuração padrão

Acessório selecionado na quantidade confirmada. Instrumento e outros acessórios somente se discriminados na cotação.

Acessórios opcionais

Outras peças são cotadas separadamente após revisão de compatibilidade. Não se presumem conexões nem instalação incluídas.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, número de série, foto da peça e quantidade. A fotografia identifica o tipo; confirme a variante exata pelas especificações antes da compra.