

Anéis de suporte de cubas de dissolução

Anéis de suporte de cubas de dissolução. Acessório de reposição para a aplicação documentada. Compare as opções e confirme a configuração do instrumento antes de escolher a variante.



Principais características

- 250 / 1000 mL
- Quantidade mínima: 6

Informações técnicas

Modelo do acessório	T-ADS-011
Opções de especificação	250 / 1000 mL
Quantidade mínima	6

Configuração padrão

Acessório selecionado na quantidade confirmada. Instrumento e outros acessórios somente se discriminados na cotação.

Acessórios opcionais

Outras peças são cotadas separadamente após revisão de compatibilidade. Não se presumem conexões nem instalação incluídas.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, número de série, foto da peça e quantidade. A fotografia identifica o tipo; confirme a variante exata pelas especificações antes da compra.